

ADVANCED REFRACTION TABLE


HRT-7000



+ Innovative
Unit Table
Solutions

ADVANCED REFRACTION TABLE

HRT-7000




Power Arm

정밀한 메커니즘의 파워암은 다단 제어방식을 사용한 부드러운 작동으로 검안 위치를 정확하고 손쉽게 세팅할 수 있습니다.(좌우 이송 각도 40도)



Refraction Chair

인체공학적 설계로 자세가 편안하며 센서장착으로 높낮이 조절 시 몸이 테이블에 닿으면 의자의 구동을 멈춥니다.
(의자는 테이블과 함께 제공됩니다.)



Up & Down Function

업-다운 기능 추가로 검안 위치 선정이 더 쉽고 편리해졌습니다.


Specification

헤드 동작	400mm(R-L)
파워암 Z축 동작	200mm(±20mm)
의자상하동작	150mm(±10mm)
전구	LED Lamp 3W
전원 공급	AC 100~120/200~240V, 50/60 HZ
전력 소비량	7A/4.5A
크기	1089(W) X 1045(D) X 1447(H)mm
테이블크기	975(W) X 450(D) X 25(T)mm
테이블회전각	90°



Keypad

테이블에 장착된 키패드는 간단한 터치만으로 파워암 및 의자를 편리하게 조작할 수 있습니다.



상기 제품의 디자인과 세부사항은 기능향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



(주)휴비츠 14055 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38

Tel: 031-428-9137 Fax: 031-428-9022 <http://www.huvitz.com>

F2XXAB-21-00001, 24.06.11, RevB