

HUVITZ APPLANATION TONOMETER HT-5000



HUVITZ APPLANATION TONOMETER HT-5000



- 신뢰할 수 있는 골드만 방식의 토노메터
- 실내 및 암실에서도 가시성이 우수한 디지털 디스플레이
- 빠르고 미세한 조절이 가능한 프리즘 틸팅 조절 knob
- 최적화된 연산 알고리즘에 의한 빠른 IOP 측정
- 간편한 AAA 배터리사용으로 외부전원공급 불필요
- 고급스러운 디자인과 시인성이 좋은 디스플레이 각도

SPECIFICATIONS

측정 force	generated by leverage weight
설치	Microscope에 마운트
측정범위	3~75mm Hg
Reverse span	=/ < 0.49 mN
전원	DC3V
무게	0.50kg (액세서리 제외)

상기 제품의 디자인과 세부 사항은 기능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

Huvitz

(주)휴비츠 14055 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
Tel:031-442-8868 Fax:031-477-8617 <http://www.huvitz.com>

M1ARAA-16-00001-2-170426